

WILLKOMMEN IM AED-CHAOS.

WIR HELFEN IHNEN DEN RICHTIGEN AED FÜR IHRE BEDÜRFNISSE ZU FINDEN.



UNSER AED VERGLEICH



Lifepak CR2



HeartSine SAM 350P/360P



HeartSine SAM 500P



LP1000



Zoll AED 3



Zoll AED Plus



Powerheart G5



Powerheart G5 mit HLW-Feedback



Nihon Kohden

	Lifepak CR2	HeartSine SAM 350P/360P	HeartSine SAM 500P	LP1000	Zoll AED 3	Zoll AED Plus	Powerheart G5	Powerheart G5 mit HLW-Feedback	Nihon Kohden
täglicher Selbsttest	✓	✗	✗	✓	✓ <sup>1</sup>	✗	✓	✓	✓
2-sprachig	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
WLAN	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✗	✓	✗	✗	✗	✗
SIM	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓ <sup>2</sup>
keine Kosten durch regelmäßige, manuelle Kontrolle nach Herstellervorgabe und MPBetreibV	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>3</sup>	✗	✓ <sup>3</sup>	✗	✗	✗	✓ <sup>3</sup>
Kindermodus-Taste	✓	✗ <sup>4</sup>	✗ <sup>4</sup>	✗ <sup>4</sup>	✓	✗ <sup>4</sup>	✗ <sup>4</sup>	✗ <sup>4</sup>	✓
Herzrhythmusanalyse während der Thoraxkompressionen	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
HLW-Feedback-System	✓	✗	✓	✗	✓ <sup>*</sup>	✓ <sup>*</sup>	✗	✓ <sup>*</sup>	✗
als halb- und vollautomatische Version erhältlich	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
Listenpreis der Batterie	332,00 €	144,00 € <sup>5</sup>	144,00 € <sup>5</sup>	341,96 €	182,00 €	81,25 €	450,00 €	450,00 €	282,00 €
Haltbarkeit der Batterie (in Jahren)	4	4 <sup>5</sup>	4 <sup>5</sup>	5	5 <sup>1</sup>	5	4	4	4
Listenpreis der Elektroden	148,00 €	144,00 € <sup>5</sup>	144,00 € <sup>5</sup>	44,60 €	230,00 €	208,00 €	79,00 €	256,00 €	79,00 €
Haltbarkeit der Elektroden (in Jahren)	4	4 <sup>5</sup>	4 <sup>5</sup>	2	5	5	2	2	2
automatische Lautstärkeanpassung	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ungefähre Zeit bis zum Beginn der Thoraxkompressionen	ca. 50 Sek.	ca. 1:20 Min.	ca. 1:20 Min.	ca. 55 Sek.	ca. 2:05 Min.	ca. 2:00 Min.	ca. 1:50 Min.	ca. 2:15 Min.	ca. 1:10 Min.
mögliche Kompatibilität zum Rettungsdienst	✓ <sup>6</sup>	✗	✗	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✗	✗	✓ <sup>6</sup>

✓ Ja    ✓ Optional    ✗ Nein

\*externer Feedbacksensor

<sup>1</sup> bei täglichem Selbsttest und vernetztem Gerät beträgt die Haltbarkeit der Batterie ca. 1 Jahr  
<sup>2</sup> in Verbindung mit Gateway/CardiLink

<sup>3</sup> bei vernetzten AED  
<sup>4</sup> separate Kinderelektroden erhältlich, müssen im Einsatz gewechselt werden

<sup>5</sup> PAD-PAK (kombinierte Batterie-/Elektrodenkassette)  
<sup>6</sup> abhängig von der Region